

水中の小さな生物.1

名前



解答


問1 顕微鏡の使い方を正しい順に並べよ。 ()

- (1) しぼりを調節しておいて、最もはっきりみえるようにする。
- (2) レボルバーを回して、プレパラートがぶつからないように、高倍率の対物レンズにする。
- (3) 高倍率にするときは、低倍率の状態で、視野の中央に観察したいものを置く。
- (4) 対物レンズを一番低倍率のものにし、反射鏡を調節して、全体の明るさが均一に明るく見えるようにする。
- (5) 見たいものが対物レンズの真下にくるように、プレパラートを置き、クリップでとめる。
- (6) 真横から見ながら、プレパラートと対物レンズをできるだけ近づける。接眼レンズをのぞき、対物レンズを遠ざけながらピントを合わせる。
- (7) しぼりを回して、観察したいものがはっきり見えるようにする。


問2 顕微鏡は、どのような場所で使用するか。 ()

問3 次の生物は、水中に住む生物を顕微鏡で観察したものである。生物の名称を答えよ。


(A)




(B)




(C)



(D)



(E)



(F)



(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

